

szafa niskotemperaturowa

# SLMB 500

-30...-45°C



Linia SLMB -30...-45



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Możliwość zmiany drzwi L/P



Otwór walidacyjny



2 koła z hamulcem oraz 2 koła bez hamulca



2 dodatkowe nogi do poziomowania



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Korpus zewnętrzny lakierowany na kolor RAL 9016
- Wnętrze wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Izolacja 70 mm
- Ekologiczny czynnik chłodniczy
- Drzwi pełne z wymienną uszczelką
- Zamek mechaniczny drzwi
- System automatycznego domykania drzwi
- Możliwość zamiany drzwi L/P
- Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem umożliwiającym zmianę nastawy temperatury co 0.1K
- Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia wysokiej i niskiej temp.
- Alarm otwartych drzwi
- Alarm zabrudzonego skraplacza
- Alarm uszkodzonego czujnika temperatury
- Wyjście alarmu zewnętrznego- styk bezpotencjałowy
- Automatyczne odtajanie i odparowanie kondensatu
- 4 półki perforowane z blachy
- Otwór walidacyjny
- 2 koła z hamulcem oraz 2 koła bez hamulca
- 2 dodatkowe nogi do poziomowania
- Uchwyty na plecach urządzenia ułatwiające transport



## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- Podtrzymanie baterijne alarmów
- Alarm zaniku zasilania
- Rejestrator temperatury
- Zmiana standardowego zakresu temperatur
- Dodatkowy otwór walidacyjny w ścianie
- Pojemnik na glikol
- Nogi PVC regulowane
- Oświetlenie LED
- Korpus zewnętrzny ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Zewnętrzny, niezależny zestaw do monitorowania temperatury z kartą SIM



## DODATKOWE USŁUGI:



Kwalifikacja Instalacyjna



Kwalifikacja Operacyjna




Kwalifikacja Procesu (działania)

LAUREAT KONKURSU



**Bolarus**  
since 1962



szafa niskotemperaturowa

# SLMB 500



Ekologiczny czynnik chłodniczy



Możliwość zmiany drzwi L/P



Otwór walidacyjny



2 koła z hamulcem, oraz 2 koła bez hamulca



2 dodatkowe nogi do poziomowania

## Dane techniczne

|                                         | Szer.                  | Gł.       | Wys. |
|-----------------------------------------|------------------------|-----------|------|
| Wymiary zewnętrzne [mm]:                | 640                    | 870 (824) | 1994 |
| Wymiary wewnętrzne [mm]:                | 500                    | 670       | 1400 |
| Typ agregatu:                           | wewnętrzny             |           |      |
| Rodzaj chłodzenia:                      | statyczne              |           |      |
| Pojemność brutto:                       | 450 [dm <sup>3</sup> ] |           |      |
| Pojemność netto:                        | 350 [dm <sup>3</sup> ] |           |      |
| Ciężar własny:                          | 140 [kg]               |           |      |
| Max. załadunek:                         | 120 [kg]               |           |      |
| Ilość półek:                            | 4                      |           |      |
| Ilość prowadnic / wsporników poziomych: | -                      |           |      |
| Max. obciążenie półki:                  | 30 [kg]                |           |      |
| Zakres temperatur:                      | -30... -45 [°C]        |           |      |
| Warunki otoczenia:                      | +25 [°C] przy 60% HR   |           |      |
| Czynnik chłodniczy:                     | BOL50                  |           |      |
| Zasilanie:                              | 230/50 [V/Hz]          |           |      |
| Ilość drzwi zewnętrznych:               | 1                      |           |      |
| Dobowe zużycie energii:                 | 16.2 kWh/24h           |           |      |
| Poziom hałasu:                          | 52 [dB]                |           |      |
| Moc znamionowa:                         | 920 [W]                |           |      |
| Prąd znamionowy:                        | 4.0 [A]                |           |      |