

szafa chłodnicza

# SLC 1400

+2... +10°C



Ekologiczny  
czynnik chłodniczy



System  
przeciwzmrożeniowy



Otwór  
walidacyjny



3 koła z hamulcem oraz  
2 koła bez hamulca



2 dodatkowe nogi  
do poziomowania



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Korpus zewnętrzny lakierowany na kolor RAL 9016
- Wnętrze wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Izolacja 70 mm
- Ekologiczny czynnik chłodniczy
- Drzwi pełne z wymienną uszczelką
- Zamek mechaniczny drzwi
- System automatycznego domykania drzwi
- Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem umożliwiającym zmianę nastawy temperatury co 0.1K
- Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia wysokiej i niskiej temp.
- Alarm otwartych drzwi
- Alarm zabrudzonego skraplacza
- Alarm uszkodzonego czujnika temperatury
- Wyjście alarmu zewnętrznego- styk bezpotencjałowy
- Automatyczne odtajanie i odparowanie kondensatu
- System przeciwwymrożeniowy
- Prowadnice półki / wsporniki poziome
- 8 półek powlekanych z drutu
- Możliwość regulacji położenia półki
- Otwór walidacyjny
- 3 koła z hamulcem oraz 2 koła bez hamulca
- 2 dodatkowe nogi do poziomowania
- Uchwyty na plecach urządzenia ułatwiające transport



## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- Podtrzymanie baterijne alarmów
- Alarm zaniku zasilania
- Rejestrator temperatury
- Zmiana standardowego zakresu temperatur
- Dodatkowy otwór walidacyjny w ścianie
- Pojemnik na glikol
- Nogi PVC regulowane
- Szuflada 75 mm z przegrodami
- Szuflada 150 mm
- Dodatkowe prowadnice półki / wsporniki poziome
- Dodatkowe półki (powlekane drut, inox drut)
- Oświetlenie LED
- Korpus zewnętrzny ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Zewnętrzny, niezależny zestaw do monitorowania temperatury z kartą SIM



## DODATKOWE USŁUGI:



Kwalifikacja  
Instalacyjna



Kwalifikacja  
Operacyjna




Kwalifikacja  
Procesu (działania)

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA

**Bolarus**  
since 1962



szafa chłodnicza

# SLC 1400



Ekologiczny czynnik chłodniczy



System przeciwmroźniowy



Otwór walidacyjny



3 koła z hamulcem oraz 2 koła bez hamulca



2 dodatkowe nogi do poziomowania

## Dane techniczne

|                                         | Szer.                   | Gł.      | Wys. |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------|------|
| Wymiary zewnętrzne [mm]:                | 1480                    | 870(824) | 1994 |
| Wymiary wewnętrzne [mm]:                | 1340                    | 680      | 1500 |
| Typ agregatu:                           | wewnętrzny              |          |      |
| Rodzaj chłodzenia:                      | dynamiczne              |          |      |
| Pojemność brutto:                       | 1360 [dm <sup>3</sup> ] |          |      |
| Pojemność netto:                        | 1260 [dm <sup>3</sup> ] |          |      |
| Ciężar własny:                          | 170 [kg]                |          |      |
| Max. załadunek:                         | 240 [kg]                |          |      |
| Ilość półek:                            | 8                       |          |      |
| Ilość prowadnic / wsporników poziomych: | 16                      |          |      |
| Max. obciążenie półki:                  | 30 [kg]                 |          |      |
| Zakres temperatur:                      | +2... +10 [°C]          |          |      |
| Warunki otoczenia:                      | +25 [°C] przy 60% HR    |          |      |
| Czynnik chłodniczy:                     | R290                    |          |      |
| Zasilanie:                              | 230/50 [V/Hz]           |          |      |
| Ilość drzwi zewnętrznych:               | 2                       |          |      |
| Dobowe zużycie energii:                 | 7.9 [kWh/24h]           |          |      |
| Poziom hałasu:                          | 55 [dB]                 |          |      |
| Moc znamionowa:                         | 700 [W]                 |          |      |
| Prąd znamionowy:                        | 3.0 [A]                 |          |      |